



オザワ科学

安全キャビネット更新応援キャンペーン

LED対応機種への更新はお済みですか？

2027年末をもって一般照明用蛍光灯（蛍光灯）の製造および輸出入が禁止されるため、店頭やメーカーの在庫がなくなる可能性があります

蛍光灯 製造終了まであと **2年!!**



NSF/ ANSI 49規格 適合Class II A2 安全キャビネット



ベーシックモデル Thermo 1300

在庫限り 45% OFF



- エアバランス自動調整
- LED対応キット
- UVランプタイマー

サイズ (幅)	製品番号	価格 (税抜)
1000 mm	1 3 2 3	¥1,390,000 → ¥764,500
1300 mm	1 3 7 5	¥1,500,000 → ¥825,000
1900 mm	1 3 7 7	¥1,740,000 → ¥957,000

ベーシックモデル新機種 Thermo 1500

40% OFF



- エアバランス自動調整
- LED対応
- UVランプタイマー

サイズ (幅)	製品番号	価格 (税抜)
1000 mm	1523A2	¥1,430,000 → ¥858,000
1300 mm	1575A2	¥1,510,000 → ¥906,000
1900 mm	1577A2	¥1,820,000 → ¥1,092,000

プレミアムモデル Thermo Herasafe

40% OFF



- エアバランス自動調整
- LED対応
- UVランプタイマー
- フロントサッシ全開可能
- フロントサッシ自動開閉

サイズ (幅)	製品番号	価格 (税抜)
1300 mm	51032334 50155689	¥2,510,000 → ¥1,506,000
1900 mm	51032335 50155691	¥3,050,000 → ¥1,830,000

※ 掲載内容は2026年1月現在のものです

お問合せ

科学・試験・計測に貢献する科学機器総合商社



〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-9-22

オザワ科学



	本社	本社分室	小牧営業所
愛知県	刈谷営業所	豊田営業所	豊橋営業所
岐阜県	岐阜営業所		
三重県	四日市営業所	亀山営業所	
静岡県	浜松営業所	静岡営業所	沼津営業所
	沼津営業所	東富士サテライト	

クリーンベンチとの違い

WHO/CDCのガイドラインでは

感染リスクを伴うサンプルや細胞培養、有害薬物の調整にクリーンベンチを使用することは推奨されていません。作業者の安全を確保するためには、安全キャビネットの設置が必須です。

保護対象	安全キャビネット	クリーンベンチ
サンプル	●	●
オペレーター	●	×
施設・周辺環境	●	×
クロスコンタミネーション	●	×




安全キャビネット

サンプル・**作業者**
周辺環境も保護




クリーンベンチ

サンプルのみを保護



Thermoの安全キャビネット オススメポイント！

- ✓ 独立したインフロー・ダウンフロー
DCモーターにより少ない電力で確かな安全環境を提供



- ✓ フロントサッシの上部を開放できる設計でメンテナンス性向上 (1300/1500シリーズ)



- ✓ フロントサッシを全開できる設計
庫内への機器設置も可能 (Herasafeシリーズ)



- ✓ ワンタッチで自動開閉 (Herasafeシリーズ)



- ✓ HEPAフィルター 5年保証
- ✓ 省エネモード搭載
- ✓ チューブ・ケーブル専用アクセスポート搭載



こちらも
オススメ！

チップ間隔可変式 電動ピペッター E1-Clip-Tip

希望小売価格
¥ 325,920~



チップ位置を自由に調整！
チューブから
マイクロプレートへの分注が
スムーズ&効率的！

製品ラインナップ

- 6チャンネル
- 8チャンネル
- 12チャンネル

容量：2~125 µl・10~300 µl・15~1250 µl

ご注意：在庫限りとなりますので、ご発注前に一度ご相談くださいませ
掲載内容は2026年1月現在のものです

オプション(例)



各種ポート



バスケット・バー



ガスバーナー



キャスター



シェルフ



電動式可動スタンド